


Anti-Preb Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcu5

商品番号: CM0006317



前書き

このPREBウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、およびラットのPREB/SEC12タンパク質を検出します。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みのこの抗体は、小胞体-ゴルジ体輸送および転写制御に重要な45 kDaのGEFを標的とします。信頼性の高いIVD調達については、CamelBioからご注文ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PREB Rabbit mAb
備考/別名	SEC12; PREB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10113
GeneID	10113
免疫原	ヒトPREB (NP_037520.1) のアミノ酸89-201に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCU5
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ