

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Prelid1ポリクローナル抗体 - Q9Y255

商品番号: CM0020432



前書き

IHC-P、IF/ICC、ELISA用のヒトPRELID1（25 kDa）に対するウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリアのカルジオリピン蓄積およびアポトーシス制御に関与します。ヒトサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRELID1 ウサギpAb
備考／別名	PX19; PRELI; SBB112; CGI-106
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	27166
GeneID	27166
免疫原	ヒトPRELID1（NP_037369.1）のアミノ酸174～219に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y255
タンパク質分子量	25 kDa
配送	保冷バッグ