


Wb、Elisa用抗Prelid3Bウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3B1

商品番号: CM0021775



前書き

ヒトPRELID3B (SLMO2) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。アミノ酸80～180由来の合成ペプチドを免疫原として作製されています。このPRELIドメイン含有リン酸化タンパク質の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRELID3BウサギpAb
備考／別名	SLMO2、C20orf45、dJ543J19.5、PRELID3B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51012
遺伝子ID	51012
免疫原	ヒトPRELID3B (NP_057129.2) のアミノ酸80～180内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y3B1
タンパク質重量	21kDa
配送	保冷バッグ