

WbおよびElisa用 Anti-Prelp ポリクローナル抗体 - P51888

商品番号: CM0022802

前書き

WBおよびELISA用に検証された高品質なPRELPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPRELPに反応します。細胞外マトリックスおよび基底膜の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRELP ウサギ pAb
備考/別名	MST161; SLRR2A; MSTP161; PRELP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5549
免疫原	ヒトPRELP (NP_002716.1) のアミノ酸200-360に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P51888
タンパク質重量	44kDa
発送	保冷バッグ