

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Prepl ポリクローナル抗体 - Q4J6C6

商品番号: CM0015026



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギポリクローナルPREPL抗体。ゴルジ体輸送とシナプス小胞エキソサイトーシスに与するセリンペプチダーゼであるプロリルエンドペプチダーゼ様を標的とします。約84kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PREPL ウサギ pAb
備考/別名	CMS22; PREPL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9581
GeneID	9581
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q4J6C6
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ