

抗プレセニリン1 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 - P49768

商品番号: CM0024207



前書き

ヒトプレセニリン1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。アルツハイマー病研究やガンマセクレターゼ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プレセニリン1 ウサギpAb
略号/別名	AD3; FAD; PS1; PS-1; S182; PSNLI; ACNINV3; Presenilin 1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5663
遺伝子ID	5663
免疫原	ヒトプレセニリン1 (NP_000012.1) のアミノ酸290〜380番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49768
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	氷袋