


Wb、Elisa用 Anti-Prex1 ポリクローナル抗体 - Q8Tcu6

商品番号: CM0019188



前書き

PREX1 Rabbit pAbは、PIP3およびGタンパク質 β - γ サブユニットによって活性化されるRAC GEFであるヒトPREX1を検出します。WBおよびELISAに適しており、シグナル伝達および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PREX1 Rabbit pAb
備考/別名	P-REX1; PREX1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57580
免疫原	ヒトPREX1 (NP_065871.2) のアミノ酸1000-1300に対応する配列を含む組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TCU6
タンパク質分子量	186kDa
輸送	保冷バッグ