


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Anti-Prg2ポリクローナル抗体 - P13727

商品番号: CM0028998



前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでバリデーションされたAnti-PRG2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPRG2を検出します。免疫防御機構、過敏症反応、および抗寄生虫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	備考/エイリアス	種	GeneID (ヒト)	GeneID	免疫原	ソース	カテゴリー	アプリケーション	交差反応性	SWISS	タンパク質分子量	配送
PRG2 Rabbit pAb	MBP; BMPG; MBP1; proMBP; PRG2	ヒト	5553	5553	ヒトPRG2 (NP_002719.3) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド	ウサギ	ポリクローナル抗体	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA	ヒト, マウス, ラット	P13727	25 kDa	氷袋