

Wb、If-P、Elisa用抗Prg2ウサギポリクローナル抗体 - P13727

商品番号: CM0021129



前書き

ヒトPRG2（proMBP）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの使用が検証されています。寄生虫防御および免疫過敏反応に関与する細胞毒素および蠕虫毒素を標的とします。免疫学および感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRG2 Rabbit pAb
備考／別名	PRG2; BMPG; MBP; MBP1; proMBP; 骨髄プロテオグリカン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5553
GeneID	5553
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPRG2（NP_002719.3）のアミノ酸17～222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13727
タンパク質分子量	23kDa/25kDa
輸送	保冷バッグ