

WbおよびElisa用 抗Prg4 ウサギポリクローナル抗体 - Q92954

商品番号: CM0013563

前書き

ヒトPRG4（ルブリシン/MSF）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適し、ラットとの交差反応性あり。予測分子量151 kDa。関節潤滑および滑膜生物学の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRG4 ウサギ pAb
備考/別名	MSF; SZP; CACP; HAPO; JCAP; PRG4
種	ヒト
遺伝子ID	10216 (ヒト)
免疫原	ヒトPRG4（NP_001121180.2）のアミノ酸1264-1363に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q92954
タンパク質分子量	151kDa
発送	保冷バッグ