

Prim2に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49643

商品番号: CM0015133



前書き

ヒトPRIM2（DNAプライマーゼ大サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。DNA複製や細胞周期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRIM2 ウサギ pAb
別名	p58; PRIM2A; PRIM2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5558
遺伝子ID	5558
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPRIM2（NP_000938.2）のアミノ酸1-170番目に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49643
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	氷袋