

Wb、Elisa用抗プリオンタンパク質モノクローナル抗体 - P04156

商品番号: CM0008615



前書き

ヒトプリオンタンパク質（P04156）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。プリオン病および神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プリオンタンパク質 ウサギ mAb
備考/別名	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; プリオンタンパク質
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5621
免疫原	合成ペプチド：ヒトプリオンタンパク質（P04156）のアミノ酸154-253に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P04156
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ