

Wb、Elisa用 抗プリオンタンパク質 ポリクローナル抗体 - P04156

商品番号: CM0024107



前書き

ヒトプリオンタンパク質（PRNP）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。プリオン病、神経発生、鉄ホメオスタシスの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プリオンタンパク質 ウサギpAb
別名	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Prion Protein
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5621
遺伝子ID	5621
免疫原	ヒトプリオンタンパク質 (NP_001073592.1) のアミノ酸23～230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P04156
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷剤