

抗プリオンタンパク質 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P04156

商品番号: CM0023536



前書き

ヒトプリオンタンパク質（PRNP、P04156）に対するKOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経変性およびプリオン生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] Prion Protein Rabbit pAb
備考 / 別名	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; in
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5621
GeneID	5621
免疫原	ヒトプリオンタンパク質（NP_001073592.1）のアミノ酸23～230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04156
タンパク質分子量	28kDa
発送	氷袋