

WbおよびElisa用Anti-Prk2/Pkn2モノクローナル抗体 - Q16513

商品番号: CM0002768



前書き

ヒトPRK2/PKN2 (PKN gamma)を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期、細胞骨格ダイナミクス、および細胞移動の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	PRK2/PKN2 Rabbit mAb
備考/別名	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5586
GeneID	5586
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q16513
タンパク質分子量	112kDa
配送	アイスバッグ