

抗Prk2/Pkn2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q16513

商品番号: CM0022209



前書き

ヒトPRK2/PKN2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウス、ラットと交差反応性があります。Rho/Racシグナル伝達、細胞周期進行、アクチン細胞骨格ダイナミクスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRK2/PKN2 ウサギpAb
別名	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5586
遺伝子ID	5586
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISSプロットID	Q16513
タンパク質分子量	112kDa
発送方法	保冷剤