


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Prkab2 ラビットポリクローナル抗体 - O43741

商品番号: CM0025051



前書き

ヒトPRKAB2（AMPK beta-2サブユニット）を標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。代謝およびエネルギー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKAB2 Rabbit pAb
備考/別名	PRKAB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5565
GeneID	5565
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトPRKAB2（NP_005390.1）のアミノ酸1-272に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43741
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋