

ウサギ抗Prkacgポリクローナル抗体（Wb & Elisa用） - P22612

商品番号: CM0024888

前書き

ヒトPRKACGを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。cAMP依存性キナーゼシグナル伝達および精巣研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKACG Rabbit pAb
備考/別名	KAPG; PKACg; BDPLT19; PRKACG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5568
遺伝子ID	5568
免疫原	ヒトPRKACG (NP_002723.2) のアミノ酸1-351以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22612
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋