

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Prkag1 ウサギポリクローナル抗体 - P54619

商品番号: CM0028303



前書き

ヒトPRKAG1（AMPKガンマ1サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAにおいてヒト、マウス、ラットとの反応性で検証済み。エネルギー代謝およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKAG1 ウサギ pAb
備考/別名	AMPKG; PRKAG1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5571
免疫原	ヒトPRKAG1（NP_002724.1）のアミノ酸1-331に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54619
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ