

Wb、Ihc-P、Elisa向け抗Prkar2Bウサギモノクローナル抗体 - P31323

商品番号: CM0002559

前書き

cAMP依存性プロテインキナーゼII-
β型の調節サブユニットであるPRKAR2Bに対するウサ
ギモノクローナル抗体です。WB、IHC-
P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラ
ットと交差反応性を示します。cAMPシグナル伝達研
究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKAR2B ウサギmAb
備考／別名	PRKAR2; RII-BETA; PRKAR2B
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5577
GeneID	5577
免疫原	合成ペプチド ヒトPRKAR2B（P31323）のアミノ酸319～418番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P31323
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤同梱