

Anti-Prkcdbp (Cavin-3) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q969G5

商品番号: CM0020684

前書き

ヒトPRKCDBP (Cavin-3/SRBC)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ラットと交差反応します。カベオラ動態および概日リズムの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKCDBP Rabbit pAb
備考/別名	SRBC; HSRBC; PRKCDBP; cavin-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	112464
免疫原	組換えタンパク質：ヒトPRKCDBP (NP_659477.2) のアミノ酸75-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q969G5
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋