

Wb、Elisa用 Anti-Prkcsh モノクローナル抗体 - P14314

商品番号: CM0003818



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-PRKCSHウサギモノクローナル抗体。ヒトPRKCSH（59kDa）に特異的に反応し、小胞体のグルコシダーゼIIの調節サブユニットです。糖タンパク質品質管理および小胞体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKCSH Rabbit mAb
備考/別名	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5589
GeneID	5589
免疫原	合成ペプチド ヒトPRKCSH（P14314）のアミノ酸429-528内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14314
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ