

WbおよびElisa用 Anti-Prkcsh ポリクローナル抗体 - P14314

商品番号: CM0029663



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのPRKCSH（グルコシダーゼ2サブユニットベータ）に反応し、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。糖タンパク質プロセッシングおよび多発性嚢胞腎疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKCSH ウサギ pAb
備考/別名	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
種	ヒト
GeneID	5589
免疫原	ヒトPRKCSH（P14314）のアミノ酸130-275に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14314
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ