


Wb・Elisa用抗Prkd3ウサギポリクローナル抗体 - O94806

商品番号: CM0028057



前書き

ヒトPRKD3（セリン/スレオニンプロテインキナーゼD3、EPK2、PRKCN）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに対応しています。マウスと交差反応します。ジアシルグリセロールシグナル伝達および酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKD3 Rabbit pAb
備考/別名	EPK2; PKD3; PRKCN; PKC-NU; nPKC-NU; PRKD3
種	ヒト
GeneID	23683
免疫原	ヒトPRKD3（NP_005804.1）のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94806
タンパク質分子量	100kDa
配送方法	保冷剤