


WbおよびElisa用抗Prkg1ポリクローナル抗体 - Q13976

商品番号: CM0028855



前書き

ヒトPRKG1（cGMP依存性プロテインキナーゼ1）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。平滑筋、血小板、中枢神経系研究におけるNO/cGMPシグナル伝達研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKG1 ウサギpAb
備考/別名	PKG; cGK; AAT8; PKG1; cGK1; cGKI; cGK I; PRKG1B; PRKGR1B; cGKI-BETA; cGKI-alpha; PRKG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5592
遺伝子ID	5592
免疫原	ヒトPRKG1 (NP_006249.1) のアミノ酸1〜300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13976
タンパク質分子量	76kDa
輸送方法	氷袋