

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Prkg2 ポリクローナル抗体 - Q13237

商品番号: CM0020802



前書き

ヒトPRKG2 (cGKII)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。腸管分泌、骨成長、シナプス可塑性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKG2 ウサギ pAb
備考/別名	AMD4; PKG2; SMDP; cGK2; cGKII; PRKGR2; PRKG2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5593
免疫原	ヒトPRKG2 (NP_006250.1) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q13237
タンパク質分子量	87kDa
輸送	保冷バッグ