

Wb、Elisa用 抗Prkra/Pact ウサギポリクローナル抗体 - O75569

商品番号: CM0028770



前書き

ヒトPRKRA/PACTを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みです。約34kDaのバンドを検出し、マウスと交差反応性があります。PKR活性化、RNA干渉、アポトーシス経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKRA/PACT ウサギ pAb
備考/別名	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8575
GeneID	8575
免疫原	ヒトPRKRA/PACT（NP_003681.1）のアミノ酸1-313に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O75569
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ