


抗Prkrip1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9H875

商品番号: CM0021636



前書き

PRKRIP1ウサギポリクローナル抗体はヒト、マウス、ラットのPRKRIP1を検出し、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。PRKRIP1はプレmRNAスプライシングに必要な重要なスプライソソーム構成要素であるため、本抗体はRNAプロセッシングおよびスプライソソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKRIP1 Rabbit pAb
略号/別名	C114; KRBOX3; PRKRIP1
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	79706
GeneID	79706
免疫原	ヒトPRKRIP1（NP_078929.1）のアミノ酸67～134に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H875
タンパク質分子量	21kDa
輸送方法	氷袋