

## 抗Prlウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - P01236

商品番号: CM0021436



### 前書き

ヒトプロラクチン（PRL、約26kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。乳汁分泌や乳腺研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名       | PRL ウサギ pAb                                            |
| 備考・別名     | GHAI; PRL                                              |
| 対象種       | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID（ヒト） | 5617                                                   |
| 遺伝子ID     | 5617                                                   |
| 免疫原       | ヒト PRL（NP_001157030.1）のアミノ酸29～227番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                    |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途        | WB、IHC-P、ELISA                                         |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS     | P01236                                                 |
| タンパク質分子量  | 26kDa                                                  |
| 発送方法      | 氷袋                                                     |