

Anti-Prl/Prolactin Rabbit Monoclonal Antibody For Ihc-P, Elisa - P01236

商品番号: CM0009900



前書き

IHC-

PおよびELISAアプリケーション用にヒトプロラクチンを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおける授乳およびホルモン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRL/Prolactin Rabbit mAb
備考/別名	GHA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5617
GeneID	5617
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01236
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ