

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Prmt1 ウサギモノクローナル抗体 - Q99873

商品番号: CM0005347



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギモノクローナル抗PRMT1抗体。ヒト、マウス、ラットのPRMT1 (42kDa) を認識。アルギニンメチル化、エピジェネティック調節、がん生物学の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT1 ウサギ mAb
備考/別名	ANM1; HCPI1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3276
遺伝子ID	3276
免疫原	合成ペプチド ヒトPRMT1 (Q99873) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99873
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ