


Prmt5に対する抗モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O14744

商品番号: CM0003919



前書き

ヒトPRMT5に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAへの使用に適しています。ヒト、マウス、ラットのPRMT5（予測分子量73kDa）を検出し、エピゲノム研究や転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT5 ウサギmAb
別名	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10419
遺伝子ID	10419
免疫原	ヒトPRMT5 (O14744) のアミノ酸1~100番に位置する配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	O14744
タンパク質分子量	73kDa
発送方法	保冷剤