


Wb、If/Icc、Elisa用抗Prmt5ポリクローナル抗体 - O14744

商品番号: CM0023441



前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を確認済みの、WB、IF/ICC、ELISA用PRMT5ウサギpAb。アルギニンメチル化、クロマチン制御、がんシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT5 Rabbit pAb
備考/別名	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10419
遺伝子ID	10419
免疫原	合成ペプチド ヒトPRMT5 (NP_006100.2) のアミノ酸538-637領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14744
タンパク質分子量	73kDa
配送	氷袋