


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Prmt5 ウサギ ポリクローナル抗体 - O14744

商品番号: CM0015493



前書き

ヒトPRMT5 (O14744)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。アルギニンメチル化、クロマチン調節、スプライソソーム形成に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT5 ウサギ pAb
備考/別名	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10419
GeneID	10419
免疫原	ヒトPRMT5 (NP_006100.2) のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14744
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ