


Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Prmt6ポリクローナル抗体 - Q96La8

商品番号: CM0030492



前書き

ヒトPRMT6 (HRMT1L6)

を標的とする高品質ウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスと交差反応します。ヒストンメチル化、転写抑制、DNA損傷応答の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] PRMT6 ウサギ pAb
別名	HRMT1L6; T6
対象種	ヒト
ヒト遺伝子ID	55170
遺伝子ID	55170
免疫原	ヒトPRMT6 (NP_060607.2) のアミノ酸1〜375に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96LA8
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋