


抗Prmt6ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96La8

商品番号: CM0021237



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのPRMT6ウサギポリクローナル抗体です。転写抑制、DNA修復、RNAスプライシングに関与するヒストンアルギニンメチルトランスフェラーゼであるヒトPRMT6を検出します。エピゲネティクスやがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT6 Rabbit pAb
別名	HRMT1L6; PRMT6
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	55170
GeneID	55170
免疫原	ヒトPRMT6（NP_060607.2）のアミノ酸1-375番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロット	Q96LA8
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋梱包