

抗Prmt7ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Nvm4

商品番号: CM0022305

前書き

ヒトPRMT7（タンパク質アルギニンN-メチルトランスフェラーゼ7）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに対応しています。クロマチン制御、遺伝子インプリンティング、snRNP集合の研究に適しています。ヒト検体で検証済みです。分子量78kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT7 ウサギ pAb
別名	SBIDDS; PRMT7
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54496
遺伝子ID	54496
免疫原	ヒトPRMT7（NP_061896.1）のアミノ酸513～692番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q9NVM4
タンパク質分子量	78kDa
発送方法	保冷剤