

WbおよびElisa用抗Prmt8ラビットポリクローナル抗体 - Q9Nr22

商品番号: CM0019124



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質な抗PRMT8ラビットポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPRMT8を検出します。タンパク質アルギニンメチル化、クロマチン制御、および脳特異的機能の研究に適しています。SWISS: Q9NR22。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT8 Rabbit pAb
備考/エイリアス	HRMTIL3; HRMTIL4; PRMT8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56341
GeneID	56341
免疫原	ヒト PRMT8 (NP_062828.3) のアミノ酸200-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR22
タンパク質分子量	45 kDa
配送	氷袋