


Anti-Prmt9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6P2P2

商品番号: CM0018133



前書き

ヒトPRMT9を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトサンプルにおける選択的スプライシングおよびタンパク質アルギニンメチル化の研究のための信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT9 Rabbit pAb
備考/別名	PRMT10; PRMT9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	90826
遺伝子ID	90826
免疫原	ヒトPRMT9 (NP_612373.2) のアミノ酸1-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6P2P2
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋