


Wb、Ip、Elisa用 抗Pro-Caspase-1 + P10 + P12 ウサギMab - P29466

商品番号: CM0012746



前書き

WB、IP、ELISAにおいて、ヒトpro-Caspase-1およびそのp10/p12切断型を検出します。ヒト、マウス、ラットに反応性を示すウサギモノクローナル抗体です。炎症、パイロトーシス、免疫学研究に適した研究用ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	pro Caspase-1 + p10 + p12 ウサギmAb
備考／別名	ICE; P45; IL1BC; Cleaved-Caspase-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	834
GeneID	834
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29466
タンパク質分子量	45kDa
配送	保冷バッグ