


Wb・Elisa用 抗Procr (Epcr) ウサギポリクローナル抗体 - Q9Unn8

商品番号: CM0025427



前書き

ヒトPROCR（内皮プロテインC受容体、EPCR）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。凝固研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PROCR Rabbit pAb
備考／別名	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	10544
GeneID	10544
免疫原	ヒトPROCR（NP_006395.2）のアミノ酸18～210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UNN8
タンパク質分子量	27kDa
配送方法	保冷剤