


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Procr ポリクローナル抗体 - Q9Unn8

商品番号: CM0017702



前書き

ヒトPROCR（内皮性プロテインC受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。血液凝固および内皮機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PROCR ウサギ pAb
備考/別名	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10544
GeneID	10544
免疫原	ヒトPROCR（NP_006395.2）のアミノ酸19-209に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNN8
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ