

Anti-Prodh Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O43272

商品番号: CM0005843

前書き

CamelBioは、ヒトプロリン脱水素酵素1を標的とし、WB、IP、IHC-P、ELISAで検証された抗PRODHウサギモノクローナル抗体（O43272）を提供します。プロリン代謝およびミトコンドリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRODH Rabbit mAb
備考/別名	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5625
GeneID	5625
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O43272
タンパク質分子量	68kDa
配送	アイスバッグ