


Wb、If-P、Elisa用 抗プロエンケファリン-A モノクローナル抗体 - P01210

商品番号: CM0006783



前書き

ヒト プロエンケファリン-A (PENK)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。痛覚受および
オピオイドシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Proenkephalin-A Rabbit mAb
備考/別名	PE; PENK-A; Proenkephalin-A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5179
免疫原	ヒト PENK (NP_001129162.1) のアミノ酸 25-267 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01210
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ