


WbおよびElisa用 Anti-Profilin1 ポリクローナル抗体 - P07737

商品番号: CM0014516



前書き

ヒト Profilin1 (SWISS: P07737) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウス、ラット、サルと交差反応性あり。Profilin1はアクチン動態と細胞骨格構造を調節します。細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Profilin1 ウサギ pAb
備考/別名	ALS18; Profilin1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5216
遺伝子ID	5216
免疫原	ヒト Profilin1 (NP_005013.1) のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P07737
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ