


Anti-Profilin1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P07737

商品番号: CM0005744



前書き

WBおよびELISA用のProfilin1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのProfilin-1（P07737）を認識します。細胞骨格およびアクチン結合研究について検証済みであり、神経変性およびALS研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Profilin1 ウサギ mノクローナル抗体
備考/別名	ALS18; Profilin1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5216
遺伝子ID	5216
免疫原	合成ペプチド：ヒトPFN1（P07737）のアミノ酸61-140内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07737
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ