


抗プロガストリン放出ペプチド ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P07492

商品番号: CM0022497



前書き

ヒトプロガストリン放出ペプチド（GRP）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、予測分子量は16 kDa、WBおよびELISAに対応。マウスと交差反応性を示します。消化管ホルモン研究やかゆみシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プロガストリン放出ペプチド ウサギpAb
別名	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; プロガストリン放出ペプチド
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2922
GeneID	2922
免疫原	ヒトプロガストリン放出ペプチド組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P07492
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤