

## 抗プロゲステロン受容体ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06401

商品番号: CM0003786



## 前書き

ヒトプロゲステロン受容体（PR、NR3C3）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット法（WB）およびELISAアプリケーションに適しています。ホルモンシグナル伝達および生殖組織の生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                               |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 製品名       | Progesterone Receptor Rabbit mAb                |
| 備考/別名     | PR; NR3C3; Progesterone Receptor                |
| 種         | ヒト                                              |
| 遺伝子ID（ヒト） | 5241                                            |
| 免疫原       | ヒトプロゲステロン受容体（P06401）のアミノ酸600-700に相当する組換え融合タンパク質 |
| ソース       | ウサギ                                             |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                       |
| アプリケーション  | WB, ELISA                                       |
| 交差反応性     | ヒト                                              |
| SWISS     | P06401                                          |
| タンパク質分子量  | 99 kDa                                          |
| 配送        | 氷袋                                              |