

抗プロゲステロン受容体ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa対応 - P06401

商品番号: CM0017355



前書き

ヒトプロゲステロン受容体（PR、NR3C3）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。生殖生物学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プロゲステロン受容体 ウサギpAb
略号・別名	PR; NR3C3; Progesterone Receptor
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5241
遺伝子ID	5241
免疫原	ヒトプロゲステロン受容体 (NP_000917.3) のアミノ酸1〜250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06401
タンパク質分子量	99kDa
輸送方法	保冷剤