


Wb、If/Icc、Elisa用抗プログラニュリン（グラニュリン）ウサギポリクローナル抗体 - P28799

商品番号: CM0018065



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのヒト・プログラニュリン（グラニュリン）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応します。炎症、創傷治癒、リソソーム機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Granulin Rabbit pAb
備考／別名	GEP、GP88、PEPI、PGRN、CLN11、PCDGF、Granulin
種	ヒト
Gene ID	2896
免疫原	ヒトGranulin（NP_002078.1）のアミノ酸20～310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P28799
タンパク質分子量	64kDa
輸送	アイスバッグ